

(NL) Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING
Cavex Bite&White ExSense is een gel op waterbasis met munt aroma en bevat hydroxyapatiet en kaliumnitraat. Cavex Bite&White ExSense vermindert gevoeligheid en versterkt de witheid in tanden dankzij hydroxyapatiet remineralisatie.

VERPAKKING
Tube 42 ml – 50 gram (voldoende voor circa 20 behandelingen)

SAMENSTELLING
Hoofdbestanddelen:
hydroxyapatit 2%, kaliumnitraat 0,1%

INDICATIES VOOR GEBRUIK
■ Na het bleken van tanden in de tandheelkundige praktijk en/of thuis.
■ Na een professionele reinigingsbeurt van het gebit.
■ Voorkomen en verminderen van gevoeligheid.

CONTRA-INDICATIES
Gebruik Cavex Bite&White ExSense niet bij een allergie voor munt of een van de overige bestanddelen.

PROCEDURE VOOR GEBRUIK
■ Tandens voorbereiden en reinigen door poetsen en flossen.

TOEPASSING:

ZONDER TRAY:
Was de handen grondig met water en zeep. Breng een kleine hoeveelhed Cavex Bite&White ExSense aan op een schone vinger. Verdeel de gel rustig over alle vlakken van de boven- en ondertanden. Laat de gel 10 minuten inwerken. Spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond met water.

MET TRAY:
Breng een streepje Cavex Bite&White ExSense aan op de gehele tray. Breng de tray in en draai deze rustig naar links en rechts, zodat de gel goed over de tanden wordt verdeeld. Bijt dan langzaam op de tray en laat de gel 10 minuten inwerken. Verwijder de tray, spuw eventuele overtollige gel uit en spoel de mond met water. Spoel de tray af met koud water.

- Draai de dop na gebruik altijd meteen op de tube.
- Voor optimale resultaten: minstens 30 minuten na de behandeling niet eten of drinken.
- Gebruik het product 10 dagen lang elke dag, of volg de instructies van uw tandarts.

WAARSCHUWINGEN & EERSTE HULP INSTRUCTIES
Bij contact met de ogen: grondig spoelen met veel water en medische hulp inroepen.
Gebruik het product niet na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.

BEWAARADVIES
Bewaren op een koele, droge (vorstvrije) plaats, beschermd tegen direct zonlicht.

*Your impression is our concern
Geproduceerd in Nederland*

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédé's en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

(D) Gebrauchsanweisung

BESCHREIBUNG
Cavex Bite&White ExSense ist ein Gel auf Wasserbasis mit Minze-Aroma und enthält Hydroxyapatit und Kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense verringert die Empfindlichkeit und macht die Zähne weißer dank der Hydroxyapatit-Remineralisierung.

VERPACKUNG
Tube 42 ml – 50 g (ausreichend für ca. 20 Behandlungen)

ZUSAMMENSETZUNG
Hauptbestandteile:
Hydroxyapatit 2%, Kaliumnitrat 0,1%

ANGABEN ZUR VERWENDUNG
■ Nach dem Bleichen der Zähne in einer zahnmedizinischen Praxis und/oder zu Hause.
■ Nach einer professionellen Zahnreinigung.
■ Vermeidung und Verringerung der Überempfindlichkeit.

GEGENANZEIGEN
Verwenden Sie Cavex Bite&White ExSense nicht bei einer Allergie gegen Minze oder einen der anderen Bestandteile.

ANWENDUNGSVERFAHREN
■ Zähne gründlich Putzen und zusätzlich Zahnseide verwenden um eine optimale Reinigung zu erzielen.

ANWENDUNG:

OHNE SCHIENE:
Waschen Sie die Hände sorgfältig mit Wasser und Seife. Tragen Sie eine geringe Menge Cavex Bite&White ExSense auf einem sauberen Finger auf. Verteilen Sie das Gel vorsichtig auf alle Flächen der oberen und unteren Zähne. Lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken. Spucken Sie eventuell überschüssiges Gel aus und spülen Sie den Mund mit Wasser.

MIT SCHIENE:
Füllen Sie Ihre gesamte Schiene mit einem Streifen Cavex Bite&White ExSense. Setzen Sie die Schiene ein und drehen Sie diese vorsichtig nach links und rechts, so dass das Gel gut über die Zähne verteilt wird. Beißen Sie anschließend langsam auf die Schiene und lassen Sie das Gel 10 Minuten einwirken. Entfernen Sie die Schiene, spucken Sie eventuell überschüssiges Gel aus und spülen Sie den Mund mit Wasser. Spülen Sie die Schiene mit kaltem Wasser ab.

- Schrauben Sie den Verschluss nach dem Gebrauch immer sofort wieder auf die Tube.
- Für optimale Ergebnisse: mindestens 30 Minuten nach der Behandlung nicht essen oder trinken.
- Verwenden Sie das Produkt 10 Tage lang täglich, oder befolgen Sie die Anweisungen Ihres Zahnarztes.

WARNHINWEISE UND ERSTE-HILFE-ANWEISUNGEN
Bei Kontakt mit den Augen: gründlich spülen mit reichlich Wasser und einen Arzt aufsuchen.
Das Produkt nach Verstreichen des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

AUFBEWAHRUNGSEMPFEHLUNG
An einem kühlen, trockenen (frostfreien) Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

*Your impression is our concern
Hergestellt in den Niederlanden.*

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Massgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

(F) Mode d'emploi

DESCRIPTION
Cavex Bite&White ExSense est un gel à base d'eau à l'arôme de menthe qui contient de l'hydroxyapatite et du nitrate de potassium. Cavex Bite&White ExSense diminue la sensibilité et renforce la blancheur des dents grâce à la reminéralisation de l'hydroxyapatite.

EMBALLAGE
Tubo 42 ml – 50 g (suffisant pour environ 20 traitements)

COMPOSITION
Principaux ingrédients :
hydroxyapatite 2 %, nitrate de potassium 0,1 %

INDICATIONS D'UTILISATION
■ Après le blanchiment des dents au cabinet dentaire et/ou à domicile.
■ Après un nettoyage professionnel de la dentition.
■ Prévention et diminution de la sensibilité dentaire.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser Cavex Bite&White ExSense en cas d'allergie à la menthe ou à l'un des autres ingrédients.

PROCÉDURE D'UTILISATION
■ Préparer les dents en les brossant et en les nettoyant avec un fil dentaire.

UTILISATION :

SANS GOUTTIÈRE :
Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Appliquer une petite quantité de Cavex Bite&White ExSense sur un doigt propre. Répartir le gel doucement sur toutes les surfaces des dents du haut et du bas. Laisser le gel agir 10 minutes. Recracher l'éventuel excédent de gel et se rincer la bouche avec de l'eau.

AVEC GOUTTIÈRE :
Appliquer un petit ruban de Cavex Bite&White ExSense sur toute la gouttière. Insérer la gouttière et la tourner doucement vers la gauche et la droite, de façon à bien répartir le gel sur les dents. Mordre alors lentement dans la gouttière et laisser le gel agir 10 minutes. Retirer la gouttière, recracher l'éventuel excédent de gel et se rincer la bouche avec de l'eau. Rincer la gouttière avec de l'eau froide.

- Après l'usage, revissez toujours immédiatement le bouchon sur le tube.
- Pour un résultat optimal, évitez de manger ou de boire durant 30 minutes après l'application.
- Utilisez le produit 10 jours de suite ou suivez les instructions de votre dentiste.

AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.
Ne pas utiliser le produit après la date limite d'utilisation.

CONSEIL DE CONSERVATION
Conserver (à l'abri du gel) dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

*Your impression is our concern
Fabbriqué aux Pays-Bas*

Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique et de nos essais n'engagent pas notre responsabilité - même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle - et ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits conviennent aux procédés et applications que vous envisagez.

L'utilisation, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis échappent à notre contrôle et relèvent, dès lors, exclusivement de votre responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

(GB) Instructions for use

DESCRIPTION
Cavex Bite&White ExSense is a water-based gel with mint aroma that contains hydroxyapatite and potassium nitrate. Cavex Bite&White ExSense controls sensitivity and enhances whiteness of the teeth by hydroxyapatite remineralization.

PACKAGING
Tube 42 ml – 50 gram (sufficient for approximately 20 treatments)

COMPOSITION
Key ingredients:
Hydroxyapatite 2%, Potassium nitrate 0,1%

INDICATIONS FOR USE
■ After in-office and/or at-home tooth whitening
■ After professional tooth cleaning
■ Prevention and control of sensitivity

CONTRA-INDICATIONS
Do not use Cavex Bite&White ExSense in cases of allergies to mint aroma or any of the ingredients.

HANDLING PROCEDURE
■ Prepare and clean the teeth using brush and floss.

APPLICATION:

WITHOUT TRAY:
Wash hands thoroughly with soap and water. Dispense a small amount of Cavex Bite&White ExSense onto a clean finger. Gently apply gel on all surfaces of the upper and lower teeth. Allow gel to remain on tooth for 10 minutes. Spit out any excess gel and rinse mouth with water.

WITH TRAY:
Dispense a small ribbon of Cavex Bite&White ExSense across the entire tray. Insert tray and gently rotate tray left and right to assure gel is distributed across teeth. Gently bite down on the tray and leave gel in place for 10 minutes. Remove tray, spit out any excess gel and rinse mouth with water. Rinse tray with cold water.

- Always close the tube with the cap immediately after use.
- For best results, do not drink or eat for at least 30 minutes after the application.
- Use product every day for 10 days or as instructed by your dental professional.

WARNINGS & FIRST AID INSTRUCTIONS
In case of contact with the eyes, flush thoroughly with plenty of water and seek medical attention.
Do not use the material after the expiry date.

STORAGE ADVICE
Store in a cool place, dry place (frost-free) and protected from direct sunlight.

*Your impression is our concern
Made in The Netherlands*

Our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. It does not release you from the obligation to test the products supplied by us as to their suitability for the intended processes and uses.

The application, use and processing of the products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Should, in spite of this liability be established for any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent quality of our products within the scope of our General Conditions of Sale and Delivery.

(I) Istruzioni per l'uso

DESCRIZIONE
Cavex Bite&White ExSense è un gel a base d'acqua con sapore di menta, che contiene idrossiapatite e nitrato di potassio. Cavex Bite&White ExSense riduce la sensibilità e migliora il bianco dei denti grazie alla remineralizzazione dell'idrossiapatite.

CONFEZIONE
Tubo da 42 ml - 50 grammi (sufficiente per circa 20 trattamenti)

COMPOSIZIONE
Componenti attivi:
idrossiapatiti 2%, nitrato di potassio 0,1%

INDICAZIONI PER L'USO
■ Dopo lo sbiancamento dei denti nell'ambulatorio dentistico e/o a domicilio.
■ Dopo la pulizia professionale dei denti.
■ Per prevenire e ridurre la sensibilità.

CONTROINDICAZIONI
Non utilizzare Cavex Bite&White ExSense in caso di ipersensibilità alla menta o a uno degli altri componenti.

PROCEDURA PER L'USO
■ Preparare e pulire i denti lavandoli e passando il filo interdentale.

APPLICAZIONE:

SENZA PORTAIMPRONTA:
Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Applicare una piccola quantità di Cavex Bite&White ExSense su un dito pulito. Stendere il gel lentamente su tutte le superfici dei denti superiori e inferiori. Lasciare agire il gel per 10 minuti. Sputare l'eventuale gel in eccesso e sciacquare la bocca con acqua.

CON PORTAIMPRONTA:
Applicare una piccola quantità di Cavex Bite&White ExSense su un portaimpronta pulito. Inserire il portaimpronta e ruotarlo lentamente verso sinistra e destra in modo che il gel sia ben distribuito sopra i denti. Mordere lentamente il portaimpronta e lasciare agire il gel per 10 minuti. Togliere il portaimpronta, sputare l'eventuale gel in eccesso e sciacquare la bocca con acqua. Sciacquare il portaimpronta con acqua fredda.

- Chiudere sempre il tappo del tubo immediatamente dopo l'uso.
- Per ottenere i migliori risultati: non mangiare né bere per almeno 30 minuti dopo il trattamento.
- Utilizzare il prodotto ogni giorno per 10 giorni, o come indicato dal vostro dentista.

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Non usare il prodotto dopo la data di scadenza.

CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto (al riparo dal gelo), al riparo dalla luce diretta del sole.

*Your impression is our concern
Prodotto nei Paesi Bassi.*

La nostra attività di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre migliori conoscenze, deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità o no ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.

(E) Instrucciones de uso

DESCRIPCION
Cavex Bite&White ExSense es un gel de base acuosa con aroma a menta que contiene hidroxiapatita y nitrato potásico. Cavex Bite&White ExSense reduce la sensibilidad y refuerza la blancura de los dientes gracias a la remineralización de la hidroxiapatita.

PRESENTACIÓN
Tubo de 42 ml – 50 gramos (suficiente para aproximadamente 20 tratamientos)

COMPOSICIÓN
Componentes principales:
hidroxiapatita 2%, nitrato potásico 0,1%

INSTRUCCIONES PARA EL USO
■ Después del blanqueamiento de dientes en consultorios odontológicos y/o en casa.
■ Después de una limpieza profesional de los dientes.
■ Para evitar y reducir la sensibilidad.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar Cavex Bite&White ExSense en caso de alergia a la menta o a cualquier otro de sus componentes.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO
■ Preparar y limpiar los dientes con cepillo y seda dental.

APLICACIÓN:

SIN CUBETA:
Lávese las manos bien con agua y jabón. Aplique un poco de Cavex Bite&White ExSense en un dedo limpio. Reparta el gel cuidadosamente sobre todas las superficies de los dientes superiores e inferiores. Deje actuar el gel durante 10 minutos. Escupa el posible exceso de gel y enjuáguese la boca con agua.

CON CUBETA:
Aplique una línea de Cavex Bite&White ExSense en toda la cubeta. Póngase la cubeta en la boca y gírela tranquilamente hacia la izquierda y derecha, para repartir el gel bien sobre los dientes. Muérda entonces despacio en la cubeta y deje actuar el gel durante 10 minutos. Retire la cubeta, escupa el posible exceso de gel y enjuáguese la boca con agua. Enjuague la cubeta con agua fría.

- Cierre siempre el tubo con el tapón inmediatamente después de cada uso.
- Para resultados óptimos: no comer ni beber durante al menos 30 minutos después del tratamiento.
- Utilice el producto cada día durante 10 días o siga las instrucciones de su dentista.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos: enjuagar bien con abundante agua y consultar a un médico.
No use el producto después de la fecha de caducidad.

CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar seco, frío (sin hielo) y protegido de la luz directa del sol.

*Your impression is our concern
Fabricado en los Países Bajos*

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como iniciación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualquier daño y perjuicio, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

(HR) Naputak za uporabu

OPIS
Cavex Bite&White ExSense je gel na vodenj bazi sa aromom mente i sadrži hidroksiapatit i kalijev nitrat. Cavex Bite&White ExSense smanjuje osjetljivost i pojačava bijelinu zubi zahvaljujući remineralizaciji hidroksiapatitom.

AMBALAŽA
Tubo 42 ml – 50 grama (dovoljno za cca 20 tretmana)

SASTAV
Glavni sastojci:
Hidroksiapatit 2%, kalijev nitrat 0,1%

INDIKACIJE ZA UPORABU
■ Nakon izbjeljivanja zubi u stomatološkoj ordinaciji i/ili kod kuće
■ Nakon profesionalnog čišćenja zubi
■ Sprječavanje i smanjivanje osjetljivosti

KONTRAINDIKACIJE
Ne koristite Cavex Bite&White ExSense kod alergije na mentu ili jedan od ostalih sastojaka.

PROCEDURA UPORABE
■ Četkicom za zube i zubnim koncem pripremiti i očistiti zube.

PRIMJENA:

BEZ UDLAGE:
Nanesite Cavex Bite&White ExSense po cijeloj udlagi. Unesite udlagu i lagano ju okrecite lijevo-desno da se gel dobro raspodijeli po zubima. Zatim lagano zagrizeite udlagu i pustite da gel djeluje 10 minuta na zubima. Ispljunite eventualni višak gela i isperite usta vodom.

SA UDLAGOM:
Nanesite Cavex Bite&White ExSense po cijeloj udlagi. Unesite udlagu i lagano ju okrecite lijevo-desno da se gel dobro raspodijeli po zubima. Zatim lagano zagrizeite udlagu i pustite da gel djeluje 10 minuta. Izvadite udlagu, ispljunite eventualni višak gela i isperite usta vodom. Udlagu isperite hladnom vodom.

- Uvijek zatvorite tubu čepom odmah nakon uporabe.
- Za najbolji rezultat: nemojte jesti ili piti najmanje 30 minuta nakon primjene.
- Koristite proizvod svaki dan tokom 10 dana ili slijedite upute vašeg stomatologa.

UPOZORENJA I INSTRUKCIJE ZA PRVU POMOĆ
U slučaju dodira sa očima: temeljito ispirati sa puno vode i potražiti liječničku pomoć.
Ne koristite proizvod nakon isteka roka trajanja.

SAVJET ZA ČUVANJE
Čuvajte na hladnom, suhom mjestu zaštićenom od mraza i direktnog sunca.

*Your impression is our concern
Proizvedeno u Nizozemskoj*

Naš tehnički savjet usmeni, pismeni ili putem pokusa dajemo u dobroj vjeri, ali bez jamstva; a to se odnosi i na slučajeve koji uključuju vlasnička prava neke treće strane. To vas ne oslobađa obveze testiranja proizvoda koje vam isporučujemo obzirom na njihovu prikladnost za područje primjene i uporabu. Primjena, uporaba i obrada proizvoda su izvan naše kontrole pa ste stoga isključivo vi odgovorni za njih. Ako se usprkos ove odgovornosti utvrdi neka šteta ona će se ograničiti na vrijednost isporučene i korištene robe. Mi ćemo naravno osigurati stalnu kvalitetu naših proizvoda u opsegu naših Općih uvjeta prodaje i isporuke robe.

La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualquier daño y perjuicio, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

(DK) Brugsanvisning

BESKRIVELSE
Cavex Bite&White ExSense er en vandbaseret gel med mynte aroma og indeholder hydroxyapatit og kaliumnitrat. Cavex Bite&White ExSense formindsker følsomhed og forstærker tandens hvidhed med hydroxyapatite remineralisering.

EMBALLAGE
Tube 42 ml – 50 gram (tilstrækkeligt til ca. 20 behandlinger)

SAMMENSETNING
Hovedbestanddele:
hydroxyapatite 2%, kaliumnitrat 0,1%

INDIKATIONER INDEN ANVENDELSE
■ Efter blegning af tænder på en tandklinik og/eller hjemme.
■ Efter en professionel tandrensning.
■ Modvirker og formindsker følsomhed.

KONTRAINDIKATIONER
Brug ikke Cavex Bite&White ExSense ved allergi over for mynte eller én af de øvrige bestanddele.

FREMANGSMÅDEN VED BRUG
■ Forberedelse af tænderne og rens ved at pudse og flosse.

ANVENDELSE:

UDEN TRAY:
Vask hænderne grundigt med sæbe og vand. Anbring lidt Cavex Bite&White ExSense på en ren finger. Fordel gelen let hen over alle over- og undertænders overflader. Lad gelen indvirke i 10 minutter. Spyt eventuelt overflødig gel ud og skyl munden med vand.

MED BLEGESKINNE:
Anbring en stribe Cavex Bite&White ExSense på hele skinnen. Indsæt skinnen og drej denne forsigtigt til venstre og højre, således at gelen fordeles godt henover tænderne. Bid derefter langsomt på skinnen og lad gelen indvirke 10 minutter. Fjern skinnen, spyt eventuelt overflødig gel ud og skyl munden med vand. Afvask skinnen med koldt vand.

- Drej hættten straks efter brug fast på tuben.
- For et optimalt resultat: spis og drik ikke inden for 30 minutter efter behandlingen.
- Brug produktet hver dag i 10 dage, eller efter anvisning af din tandlæge.

ADVARSEL OG FØRSTE HJÆLPS INSTRUKTION
Ved kontakt med øjnene: skyl grundigt med meget vand og søg lægehjælp.
Brug ikke produktet efter holdbarhedsdatoens udløb.

OPBEVARING
Opbevaes på køligt, tørt (frostfrit) sted, beskyttet mod direkte sollys.

*Your impression is our concern
Fremstillet i Holland*

Vores tekniske rådgivning hvad enten den er givet mundtligt, skriftligt eller ved afprøvning af produktet gives i god tro, men er uden garanti. Dette gælder også i tilfælde der involverer tredjeparts ejendomsret. Det fritager ikke brugeren for forpligtigelsen til at kontrollere at det produkt vi har leveret er egnet til de fremgangsmåder og anvendelsesområder som det er påtænkt anvendt til.

Da vi ikke har nogen kontrol over anvendelse, fremgangsmåde og behandling af dette produkt, sker brugen helt på brugerens ansvar. Skulle der, på trods af disse ansvarsbetigelser, opstå et retskrav vil dette være begrænset til værdien af produkter leveret af os og anvendt af Dem. Vi vil naturligvis levere produkter af at ensartet kvalitet inden for rammerne af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

(H) Használati utasítás

LEÍRÁS
A Cavex Bite&White ExSense vízalapú, menta aromával ízesített zselé, amely hidroxi-apatitot és kálium-nitrátot tartalmaz. A Cavex Bite&White ExSense a fogak érzékenységének csökkentését szolgálja, és fokozza a fogak fehérségét.

CSOMAGOLÁS
42 ml – 50 gramm tubus (kb. 20 kezelésre elegendő)

ÖSSZETÉTEL
Főalkotóelemek:
hidroxi-apatit 2%, kálium-nitrát 0,1%

- HASZNÁLATI JAVALLATOK
■ A fog fogorvosi és/vagy otthoni fehérítése után.
- A fogorv szakember által történő tisztítása után.
- Az érzékenység megelőzése és csökkentése érdekében.

ELLENJAVALLATOK
Ne használja a Cavex Bite&White ExSense terméket, ha allergás a mentára, vagy az egyéb összetevők valamelyikére.

ELŐKÉSZÜLETEK
■ Fogak előkészítése és tisztítása fogmosás és fogszelvényezés révén.

ALKALMAZÁS:

TÁLCA NÉLKÜL:
Alaposan mosson kezét szappannal. Vigyen fel kis mennyiségű Cavex Bite&White ExSense terméket a tisztá ujjára. Egyenletesen ossza el a zselét az alsó és a felső fogsoron. Hagyja a zselét 10 percig a fogakon. Köpje ki a felesleges zselét és öblítse ki a száját vízzel.

TÁLCAVAL:
Tegyen egy csík Cavex Bite&White ExSense terméket a teljes tálcára. Helyezze be a tálcát és óvatosan forgassa el jobbra és balra, hogy a zselé mindenhol egyenletes legyen a fogakon. Lassan harapjon rá a tálcára és hagyja a zselét 10 percig felszívódni. Ezt követően távolítsa el a tálcát, köpje ki a felesleges zselét és öblítse ki a száját vízzel. Öblítse le a tálcát hideg vízzel.

- Használat után mindig helyezze vissza a tubus fedelét.
- Az optimális eredmény érdekében: a kezelés után legalább 30 percig ne egyen és ne igyon.
- Használja a terméket 10 napig mindennap, vagy kövesse fogorvosának utasításait.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS UTASÍTÁSOK ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ESETÉRE
Szemmel történő érintkezés esetén: bő vízzel alaposan mossa ki és forduljon orvoshoz.
Az éltarthatósági időpont lejárta után ne használja a terméket.

TÁROLÁSI JAVASLATOK
Száras, hűvös (fagymentes) helyen tárolja. Védje a közvetlen napfénytől.

*Your impression is our concern
Gyártás helye: Hollandia*

Has

22/07/14 14:4